

Infinity 1033

Nitrogen Generator

Número de pieza: 13-1274




Descripción

La tecnología de membranas está en el corazón del Infinity 1033, y genera nitrógeno de grado de laboratorio en el sitio para los usuarios con un suministro de aire existente. Con la capacidad de funcionar al máximo las 24 horas del día, si es necesario, y los requisitos mínimos de mantenimiento, el Infinity 1033 es una solución duradera y sin complicaciones para instrumentos SCIEX LC-MS que requieren flujos de gas de cortina de hasta 57 L / min. flujos de gas de origen de hasta 78 L / min y flujos de gases de escape de hasta 75 L / min.



Generator Details

- **Tipos de gas:** Nitrógeno, Aire
- **Compresor integrado:** No



Características clave

- Capaz de suministrar múltiples instrumentos SCIEX LC-MS
- Funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana con un rendimiento óptimo si es necesario
- El gas se suministra a pedido para que el generador funcione según su horario
- Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento requerido y aseguran una larga vida del generador
- Se requiere una configuración mínima
- Funcionamiento completamente silencioso
- 12 meses de garantía integral en el lugar

Especificaciones técnicas

	Infinity 1033 Generador de nitrógeno
Tipo de gas	Nitrógeno
Flujo de gas máximo:	57
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	78L/min
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	75L/min
Presión máxima de salida:	108psi/7,4bar
Presión máxima de salida:	110psi/7,6bar
Instalación de salidas de gas:	3x 1/4" BSPP
Presión mínima de entrada:	120psi/8,3bar
Presión máxima de entrada:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	340
Calidad mínima del aire de entrada:	1.4.1
Tiempo de inicio:	30 mins
Voltaje:	N/A
Frecuencia:	N/A
Corriente:	N/A
Temperatura máxima de funcionamiento:	30°C / 86°F
Partículas:	<0.01 µm
Acreditaciones:	CE
Tamaño (HxAxD) en mm	730 x 428 x 250 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	28,7 x 16,9 x 9,8 inches
Peso del generador	20kg / 44lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

