

MS Bench SCI 2

Número de pieza: 3303000



Descripción

Desarrollada exclusivamente para SCIEX, la gama MS Bench SCI 2 proporciona una estación de trabajo modular con capacidad para la generación de gas integrada o un recinto de reducción de ruido para bombas de desbaste. MS Bench SCI 2 está diseñado específicamente para su uso con el sistema LC-MS / MS SCIEX Triple Quad™ 7500 - QTRAP® Ready. Hay disponibles dos variantes del MS Bench SCI 2. MS Bench (G) SCI 2 cuenta con un generador de gas autónomo, que proporciona una fuente confiable y rentable tanto de nitrógeno (Curtain Gas™) como de aire limpio y seco sin aceite para la fuente y el gas de escape a flujos y presiones configuradas para cumplir Requisitos del sistema SCIEX 7500. La otra variante, el MS Bench SCI 2, viene sin el generador de gas, en lugar de proporcionar un compartimiento debajo del banco, adecuado para albergar hasta dos bombas de desbaste MS.




Generator Details

- **Tipos de gas:** Aire, Categoría de aire

Características clave

- Diseñado exclusivamente para SCIEX para proporcionar una solución de banco modular para el sistema SCIEX Triple Quad™ 7500 LC-MS / MS - QTRAP® Ready
- Compartimento con reducción de ruido adecuado para alojar bombas de vacío (solo variante sin generador)
- "Genius Inside": verdadero plug & amp; reproducir generación de gas (solo MS Bench (G) SCI 2)
- No se requiere una fuente de aire comprimido externa
- Ruido & amp; amortiguador de vibraciones, adecuado para su uso como banco de instrumentación
- Refrigeración asistida por ventilador para bombas de vacío
- Ventilación del reclasificador que evita la condensación interna (solo MS Bench (G) SCI 2)
- Cumple con CSA / FCC / CE
- Encimera de resina fenólica resistente a productos químicos
- Ruedas giratorias niveladoras para una instalación perfecta con el sistema de banco de laboratorio existente



Especificaciones técnicas

	MS Bench SCI 2
Flujo de gas máximo:	VariableL/min
Consumo de energía:	240
Frecuencia:	60 Hz
Temperatura máxima de funcionamiento:	30°C / 86°F
Nivel de ruido:	noise abating to 60 dB(A)
Acreditaciones:	CE, FCC, CSA
Tamaño (HxAxD) en mm	762 x 1041 x 787 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	30 x 41 x 31 inches
Peso del generador	103kg / 226,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

