

Genius 1022 Generador de nitrógeno

Aplicación: Genius


Número de pieza: 10-6022



Description

El Genius 1022 ha sido diseñado con salida a mayor presión para poder funcionar según las normas de los instrumentos de LC-MS/MS de Shimadzu y de Thermo Scientific.

- **Tipos de gas** Nitrógeno
- **Compresor integrado:** Si



Key Features

- Entrega hasta 32 l / min de nitrógeno a 116 psi
- Solución basada en compresor, sin necesidad de suministro de aire externo
- Requiere una configuración mínima Fuente altamente económica de gas nitrógeno con bajos costos de funcionamiento durante su vida útil
- Compresores de última generación de alta especificación ubicados en cámara aislada, que reducen el ruido y la vibración
- Indicación de servicio para permitir la planificación del mantenimiento preventivo
- El gas se suministra a pedido para que el generador funcione según su horario Garantía integral en el lugar de 12 meses

Technical Specifications

Genius 1022 Generador de nitrógeno

Tipo de gas	Nitrógeno
Flujo de gas máximo:	32L/min
Presión máxima de salida:	116psi/8bar
Presión máxima de salida:	116psi/8bar
Instalación de salidas de gas:	1x 1/4" BSPP
Tiempo de inicio:	30 mins
Consumo de energía:	Up to 1680 VA
Voltaje:	230 ± 10% V
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	7 A
Salida de calor:	5729 BTU
Temperatura máxima de funcionamiento:	35°C / 95°F
Partículas:	<0.01µm
Acreditaciones:	CSA, FCC, CE
Tamaño (HxAxD) en mm	713 x 600 x 750 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	28,1 x 23,6 x 29,5 inches
Peso del generador	95kg / 209lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

