


## Descripción

El AD140L es un accesorio útil para cualquier fuente externa de aire comprimido de laboratorio, ya que retira la humedad que puede contaminar la instrumentación y afectar a los resultados. De tamaño compacto, con posibilidad de instalación mural y ligero, el AD140L necesita poco espacio y su reducida cantidad de piezas móviles se traduce en que sus requisitos de mantenimiento son mínimos.

- **Tipos de gas Aire**
- **Compresor integrado: No**



## Características clave

- Produce aire limpio y seco, asegura un suministro óptimo para generadores e instrumentos de gas
- La secadora funciona 24 horas al día, 7 días a la semana si es necesario
- La secadora se puede montar en la pared para laboratorios pequeños
- Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento requerido y aseguran una larga vida del generador
- Funcionamiento completamente silencioso
- Se requiere una configuración mínima
- 12 meses de garantía integral en el lugar

## Especificaciones técnicas

	AD140L Air Dryer
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	140L/min
Presión máxima de salida:	115psi/7,9bar
Presión máxima de salida:	115psi/7,9bar
Instalación de salidas de gas:	1x 1/4" BSP Female
Presión mínima de entrada:	100psi/6,9bar
Presión máxima de entrada:	120psi/8,3bar
Tiempo de inicio:	90 mins
Consumo de energía:	8 - 19.2 W
Voltaje:	100 - 240 V
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	0.8 A
Temperatura máxima de funcionamiento:	25°C / 77°F
Acreditaciones:	CE
Tamaño (HxAxD) en mm	660 x 472,4 x 160 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	26 x 18,6 x 6,3 inches
Peso del generador	19kg / 41,8lbs

# [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Los generadores de gas Peak Scientific definen el punto de referencia en confiabilidad, comodidad y rendimiento en laboratorios de todo el mundo, y cuentan con el respaldo de una garantía de 12 meses. Sin embargo, más allá de este período, puede asegurarse de que su inversión continúe estando **[Protegida]** por nuestra cobertura integral de cuidado del generador.

Nuestros paquetes de asistencia posventa de primer nivel ofrecen un programa de mantenimiento preventivo programado y, al mismo tiempo, le brindan la seguridad de un acceso instantáneo a asistencia técnica mundial y una respuesta prioritaria in situ en caso de avería intempestiva.

- Para pedidos de peças accese: [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- Para planos de serviço, visite: [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America**  
Tel: +55 11 3644-4246

Para obtener una lista completa de nuestros ubicaciones de las oficinas, por favor visite:  
Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)



0003