

## CG15L Zero Air Generator


Número de pieza: 43-1010 (230V) - UK | 43-1020 (230V) - EU | 43-1030 (110V) - US



### Descripción

Muchas aplicaciones de laboratorio, como las aplicaciones de emisión de aire, requieren gas de calibración. Para cumplir con estos requisitos, Peak Scientific ha producido el CG15L, que genera cero aire al eliminar el dióxido de carbono, el metano y la humedad del aire para aplicaciones que requieren un rendimiento más alto que los modelos de aire cero.

- **Tipos de gas Aire**
- **Compresor integrado: No**



### Características clave

- Produce aire limpio y seco para laboratorio, asegura un suministro óptimo para generadores e instrumentos de gas
- Suministro continuo de gas de calibración
- Cumple con los requisitos de la Especificación del Registro Federal 40CFR 86.114-79
- Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento requerido y aseguran una larga vida del generador
- Funcionamiento completamente silencioso
- Puede ser compatible con Precision Air Compressor
- Se requiere una configuración mínima de 12 meses de garantía integral en el lugar

## Especificaciones técnicas

	CG15L Zero Air Generator
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	15L/min
Pureza máxima:	<0.1ppm
Instalación de salidas de gas:	1x 1/4" BSP Female
Presión mínima de entrada:	100psi/6,9bar
Presión máxima de entrada:	125psi/8,6bar
Tiempo de inicio:	30 mins
Consumo de energía:	1100/540 W
Voltaje:	120 / 220 V ±10%
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	2.6 / 5.2 A
Acreditaciones:	CE
Tamaño (HxAxD) en mm	410 x 410 x 430 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	16,1 x 16,1 x 16,9 inches
Peso del generador	58kg / 127,6lbs

# [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Los generadores de gas Peak Scientific definen el punto de referencia en confiabilidad, comodidad y rendimiento en laboratorios de todo el mundo, y cuentan con el respaldo de una garantía de 12 meses. Sin embargo, más allá de este período, puede asegurarse de que su inversión continúe estando **[Protegida]** por nuestra cobertura integral de cuidado del generador.

Nuestros paquetes de asistencia posventa de primer nivel ofrecen un programa de mantenimiento preventivo programado y, al mismo tiempo, le brindan la seguridad de un acceso instantáneo a asistencia técnica mundial y una respuesta prioritaria in situ en caso de avería intempestiva.

- Para pedidos de peças accese: [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- Para planos de serviço, visite: [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America**  
Tel: +55 11 3644-4246

Para obtener una lista completa de nuestros ubicaciones de las oficinas, por favor visite:  
Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)



0003