

AMD 200

Secador de membrana de aire

Número de pieza: 3302252




Descripción

Capaz de caudales de hasta 200 L / min, el secador de membrana de aire AMD 200 es compatible con cualquier fuente de aire comprimido, y ofrece una herramienta compacta y liviana imprescindible para cualquier laboratorio moderno que requiera aire de grado instrumental. Sin partes móviles, AMD 200 es efectivamente silencioso en funcionamiento. Este secador también tiene requisitos de mantenimiento muy bajos, lo que proporciona una fuente rentable de aire limpio y seco de grado instrumental de su suministro de aire comprimido existente para el laboratorio.



Generator Details

- **Tipos de gas:** Aire
- **Compresor integrado:** No



Características clave

- Caudal variable hasta 200 L / min
- Presión variable hasta 120 psi
- Aire limpio y seco apto para instrumentos
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Funcionamiento completamente silencioso
- Sin partes móviles significa requisitos mínimos de mantenimiento y asegura una operación de larga duración 24/7 con un rendimiento óptimo si es necesario
- El generador solo necesita estar conectado a la fuente de aire y a la aplicación

Especificaciones técnicas

	AMD 200
Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	200L/min
Presión máxima de salida:	120psi/8,3bar
Presión máxima de salida:	120psi/8,3bar
Pureza máxima:	99,50%
Instalación de salidas de gas:	1 x 1/4 " BSPP
Presión mínima de entrada:	110psi/7,6bar
Presión máxima de entrada:	145psi/10bar
Calidad mínima del aire de entrada:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1
Temperatura máxima de funcionamiento:	35°C / 95°F
Ftalatos:	Phthalate & BHT Free
Tamaño (HxAxD) en mm	425 x 405 x 168 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	16,7 x 15,9 x 6,6 inches
Peso del generador	8kg / 17,6lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

