

Precision Zero Air 7L Generador de soporte de llama


Número de pieza: 60-0008 (110V) | 60-0007 (230V)



Descripción

Los generadores de Precision Zero Air 7L están diseñados específicamente para suministrar aire limpio, seco y libre de hidrocarburos para ser utilizado como gas de soporte de la llama para GC en ambos límites de detección estándar y oligoelementos .

- **Tipos de gas** Aire
- **Compresor integrado:** No



Características clave

- Se integra con los productos Precision existentes, con el mismo diseño modular y apilable
- Contenido de hidrocarburos (como metano)
- 0,05 ppm para una pureza líder en el mercado
- Hasta 7 l / min de aire cero
- Presión de salida de hasta 80 psi / 5,5 bar
- Requisitos mínimos de mantenimiento, sin costosos reemplazos de la cámara del catalizador
- Riesgo muy reducido de entrada de contaminantes al sistema y sin riesgo de quedarse sin gas
- Estética elegante y contemporánea y diseño funcional
- Función de iluminación indicadora de estado (calentamiento ámbar, verde listo)
- Compatible con compresor de aire de precisión
- Garantía integral in situ de 12 meses

Especificaciones técnicas

Precision Zero Air 7L Generador de soporte de llama

Tipo de gas	Aire
Flujo de gas máximo:	7L/min
Presión máxima de salida:	80psi/5,5bar
Contenido de hidrocarburos:	<0.05ppm
Presión máxima de salida:	80psi/5,5bar
Instalación de salidas de gas:	1 x 1/4" BSPP
Presión mínima de entrada:	110psi/7,6bar
Presión máxima de entrada:	125psi/8,6bar
Min Air Inlet Flow:	7 L/min
Calidad mínima del aire de entrada:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
Tiempo de inicio:	60 mins
Consumo de energía:	594 W
Voltaje:	110V / 230V
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Corriente:	3.3 - 5.4 A
Salida de calor:	2590
Temperatura máxima de funcionamiento:	35°C / 95°F
Acreditaciones:	CE
Tamaño (HxAxD) en mm	256 x 380 x 540 mm
Tamaño (HxAxD) en pulgadas	10,1 x 15 x 21,3 inches
Peso del generador	25kg / 55lbs

[PEAK Protected]TM

Los generadores de gas Peak Scientific definen el punto de referencia en confiabilidad, comodidad y rendimiento en laboratorios de todo el mundo, y cuentan con el respaldo de una garantía de 12 meses. Sin embargo, más allá de este período, puede asegurarse de que su inversión continúe estando **[Protegida]** por nuestra cobertura integral de cuidado del generador.

Nuestros paquetes de asistencia posventa de primer nivel ofrecen un programa de mantenimiento preventivo programado y, al mismo tiempo, le brindan la seguridad de un acceso instantáneo a asistencia técnica mundial y una respuesta prioritaria in situ en caso de avería intempestiva.

- Para pedidos de peças accese: www.peakscientific.com/ordering/
- Para planos de serviço, visite: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +55 11 3644-4246

Para obtener una lista completa de nuestros ubicaciones de las oficinas, por favor visite:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003